

VIII. DOMENIUL ȘI ARIA DE UTILIZARE

| | |
|--------------------------|--|
| A. Domeniul de utilizare | Dezinfectante si algicide care nu sunt destinate aplicarii directe la oameni sau animale. |
| B. Aria de aplicare | Detergent dezinfectant lichid-concentrat, fara aldehide, pentru dezinfectia suprafetelor cu exceptia celor din industria alimentara. Este utilizat pentru dezinfectia pavimentelor, peretilor, tavanelor si suprafetelor mobilei, rezistente la apa, in domenii relevante de igiena. |

IX. EFICACITATE

| Activitatea | Metoda de testare/ Protocolul de testare | Specia / Tulpina | Concen trații | Timpi de acțiune |
|---|--|--|------------------|---------------------|
| Levuricida | EN 13624:2013 (in conditii de murdarire) | <i>Candida albicans</i> ATCC 10231 | 1% | 5 min. |
| Bactericida | EN 13727:2012+ A2:2015 (in conditii de murdarire-faza 2, etapa 1) | <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15442 <i>Enterococcus hirae</i> ATCC 10541 | 1% | 60 min. |
| Bactericida | EN 13697:2015 (in conditii de murdarire) | <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15442 <i>Enterococcus hirae</i> ATCC 10541 | 7% | 5 min. |
| Bactericida | EN 13697:2015 (in conditii de murdarire) | <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15442 <i>Enterococcus hirae</i> ATCC 10541 | 1% | 60 min. |
| Levuricida | EN 13697:2015 (in conditii de murdarire) | <i>Candida albicans</i> ATCC 10231 | 2% | 5 min. |
| Levuricida | EN 13697:2015 (in conditii de murdarire) | <i>Candida albicans</i> ATCC 10231 | 3% | 5 min. |
| Levuricida | EN 13697:2015 (in conditii de murdarire) | <i>Candida albicans</i> ATCC 10231 | 1% | 60 min. |
| Inactiveaza virusul | EN14476:2013+A1:20 15 – faza 2/pasul1 (in conditii de murdarire) | <i>Poliovirus Tip 1</i> LSc-2ab | 5% | 60 min. |
| Inactiveaza virusul | pr EN16777:2016–faza pasul 2. (in conditii de murdarire) | <i>Adenovirus tip 5</i> ATCC VR-5, linia celulara HeLa (celule de carcinom uterin uman) ATCC CCL-2 | 5% | 60 min. |
| Alte teste: | | | | |
| Bactericida | EN 13727:2003 (in conditii de murdarire)* | <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15442 <i>Enterococcus hirae</i> ATCC 10541 | 2% | 5 min. |
| Nota: Testul * EN 13727:2003 (in conditii de murdarire), nu respecta Ordinul 10/2010 pentru unitate sanitara. | | | | |

X. INDICAȚII DE UTILIZARE

| Metoda de aplicare | Concentrația soluției de lucru/ doza de aplicare | Timpul de acțiune |
|--|---|-------------------|
| Intotdeauna preparati solutia de intrebuintare cu apa rece. Vezi tabelul de dozare. Dispozitive de dozare potrivite: DosiStation, DosiJet, Arcantec. Umeziti bine suprafata de curatat , cu solutia de curatat (cca. 15-20 ml/m ²) si prelucrati suprafata cu laveta sau dispozitiv de curatat. Clatiti temeinic dupa timpul de actiune cu apa potabila, suprafetele si ustensilele de bucatarie care vin in contact direct cu alimentele. | Dezinfectia suprafetelor in domeniul sanatatii publice | |
| | - Bactericid: 7% (700 ml/10 l) | 5 min. |
| | 1% (100 ml/10 l) | 60 min. |
| | - Levuricid 3% (300 ml/10 l) | 5 min. |
| | 1% (100 ml/10 l) | 60 min. |
| | - Bactericid 1% (100 ml/10 l) | 60 min. |
| | - Levuricid 1% (100 ml/10 l) | 5 min. |
| | - Inactivare virus 5% (500 ml/10 l) | 60 min. |